



## Alkoholische Schnelldesinfektion

### Desinfektionstücher calgonit DS 650 T



Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Anwendung auf alkoholbeständigen Flächen aller Art.

- rückstandsfrei
- parfümfrei
- zertifiziert nach DVG-Richtlinien
- aldehydfrei



#### Wirkungsspektrum:

Anwendungsempfehlung gemäß DVG Liste-Lebensmittelbereich:

#### Wenig belasteter Bereich:

Bakterizidie	30 Min 6a	Fungizidie	30 Min 9a
	60 Min 6b		60 Min 9b

#### Belasteter Bereich:

Bakterizidie	30 Min 8a	Fungizidie	30 Min 9a
	60 Min 8b		60 Min 9b

#### Angaben zur Viruzidie:

Einsatz gegen behüllte Viren wie Vaccinia, BCDV, HBV, HIV, HCV (begrenzt viruzid):  
Einwirkzeit 30 Sekunden.

#### Anwendung:

Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Die Tränkflüssigkeit von **calgonit DS 650 T** verflüchtigt sich rückstandslos und hat keine Belagsbildung zur Folge.

**Gebinde:** Umkarton mit 400 Tücher im Entnahme-Eimer

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

DS650T / 0509